

Uso único por paciente

Reutilização limitada

Reutilizável pelo hospital

Reutilizável no cuidado geral

CRITIKON CLASSIC-CUF

Braçadeiras de Medição de Pressão Arterial

As braçadeiras PA CRITIKON™ CLASSIC-CUF™ são projetadas e clinicamente validadas para reutilização limitada em múltiplos pacientes. Fabricada em vinil resistente, essa braçadeira de medição de pressão arterial CRITIKON, testada ao longo do tempo, é fácil de limpar e resistente para suportar inflações recorrentes, mas suficientemente econômica para uso único por paciente.



Uma escolha de confiança para a excelência clínica

- As braçadeiras são mantidas com o mesmo padrão de qualidade que todos os monitores de pacientes GE, com inflações repetidas para assegurar leituras precisas
- As letras grandes em negrito ajudam você a escolher rapidamente a braçadeira certa, permitindo uma medição mais precisa

Feitas para a segurança dos pacientes e durabilidade

- Material vinílico fácil de limpar, não contém látex de borracha natural ou DEHP, tornando-os mais seguros para os seus pacientes
- Uma gama completa de tamanhos de braçadeiras está disponível, que abrange pacientes neonatos, pediátricos, adultos e tamanhos adaptados para uso nas coxas, garantindo que a medição que você recebe seja do tamanho adequado.
- O conector DINACLICK™ atende aos padrões internacionais e evita conexões incorretas.

Projetadas para melhorar o fluxo de trabalho


- O conector DINACLICK é rápido e fácil de usar, permitindo que os enfermeiros conectem a braçadeira à mangueira PNI mais rapidamente do que um par de conectores de tubo tradicionais
- Compatíveis com os padrões de dimensionamento de braçadeiras PNI AAMI e AHA para colocação rápida e correta
- Uma gama completa de adaptadores e conectores que são compatíveis com monitores e uma variedade de equipamentos manuais, incluindo manômetros de parede e medidores manuais, permitindo um sistema de conexão universal em toda a unidade







Pacotes sortidos de braçadeiras disponíveis

- Vários tipos de pacotes sortidos estão disponíveis para facilitar a compra e otimizar o gerenciamento de estoque



Conector
DINACLICK



CLASSIC-CUF			GE Healthcare				Não é GE Healthcare	
								
Tamanho	Cor	Circunferência	Conector rosca de 2 tubos	Conector DINACLICK de 2 tubos	Conector Submin de 2 tubos	Conector Submin encaixado de 2 tubos	Conector baioneta de 1 tubo	Sistema de inflação
Neonato	Laranja	8-13 cm	2618	CLA-P1-2A	2354	2170 ¹	2300	
Criança	Verde	12-19 cm	2613	CLA-P2-2A	2355	2171	2301	002287
Adulto Pequeno	Azul claro	17-25 cm	2608	CLA-A1-2A	2356	2172	2302	002285
Adulto	Azul marinho	23-33 cm	2603	CLA-A2-2A	2357	2173	2303	002283
Adulto Longo	Azul marinho	23-33 cm	2647	CLA-A2-2A-L	2352	2174	2306	
Adulto Grande	Rosa	31-40 cm	2643	CLA-A3-2A	2358	2175	2304	002281
Adulto Grande Longo	Rosa	31-40 cm	2649	CLA-A3-2A-L	2353	2176	2307	
Coxa	Marrom	38-50 cm	2648	CLA-T1-2A	2359	2177	2305	

1. Braçadeira PA Neonato para monitores Datex-Ohmeda* tem conector Slip Luer macho

Nota: 20 braçadeiras/caixa

Pacote sortido CLASSIC-CUF	Número da peça	Descrição
Conectores rosca de 2 tubos	2692	1 Neonato, 1 Criança, 2 Adulto Pequeno, 2 Adulto, 1 Adulto Longo, 2 Adulto Grande, 1 Coxa (10 braçadeiras/caixa)
Conectores Submin de 2 tubos	2292	1 Neonato, 1 Criança, 2 Adulto Pequeno, 2 Adulto, 1 Adulto Longo, 2 Adulto Grande, 1 Coxa (10 braçadeiras/caixa)
Conectores DINACLICK de 2 tubos	2059304-001	5 Adulto Pequeno, 10 Adulto, 5 Adulto Grande (20 braçadeiras/caixa)

Para saber mais sobre as soluções detalhadas da braçadeira da GE Healthcare, visite o site gehealthcare.com.br



O produto pode não estar disponível em todos os países e regiões. Entre em contato com um Representante da GE Healthcare para obter mais informações.

Dados sujeitos a alterações.

Os produtos/tecnologias mencionados neste material estão sujeitos à regulamentação do governo. Seu embarque e efetiva comercialização só poderão ocorrer após a aprovação do regulador.

Os produtos/tecnologias podem estar com nome fantasia distinto do aprovado, sua comercialização ocorrerá sob o nome registrado

© 2021 General Electric Company.

GE, o monograma da GE, Imagination at work, CLASSIC-CUF, CRITIKON e DINALICK são marcas comerciais da General Electric Company.

A reprodução sob qualquer forma é proibida sem autorização prévia por escrito da GE. Nada neste material deve ser utilizado para diagnosticar ou tratar uma doença ou condição. Os leitores devem consultar um profissional de saúde.

JB00551BR