

Uso único por  
paciente

Reutilização  
limitada

Reutilizável  
pelo hospital

Reutilizável no  
cuidado geral



## CRITIKON

# Neonatal

## Braçadeiras de Medição de Pressão Arterial

Proporcionando grandes benefícios aos seus pacientes pequenos, as braçadeiras neonatais da GE Healthcare são projetadas com a precisão em que confia e o conforto suave que espera. Oferecemos uma gama completa de tamanhos neonatais com a escolha de material extra macio e absorvente ou vinil fácil de limpar. Os desenhos lúdicos de animais e com código de cores que ajudam você a encontrar o tamanho certo imediatamente e têm um preço econômico para uso de um único paciente.



### Uma escolha de confiança para a excelência clínica

- Testadas quanto à precisão da performance e clinicamente validadas para ajudar você a prestar cuidados de qualidade ao paciente
- Uma gama completa de tamanhos neonatais com desenhos lúdicos de animais e com código de cores para ajudar você a encontrar o tamanho certo imediatamente, permitindo uma medição mais precisa.
- Escolha de material extra macio e absorvente (SOFT-CUF™) ou vinil de fácil limpeza (CLASSIC-CUF™)

### Feitas para a segurança dos pacientes

- Reutilização limitada, mas econômica o suficiente para serem utilizadas por um único paciente durante toda a internação para ajudar no controle de infecções.
- Os materiais das braçadeiras não são feitos com látex de borracha natural ou DEHP, tornando-os mais seguros para os bebês.
- O conector Neo-Snap™ cumpre as normas internacionais, evita ligações erradas a conexões luer, e ajuda a prevenir desconexões acidentais para a segurança dos pacientes.

### Projetadas para melhorar o fluxo de trabalho

- O conector Neo-Snap não precisa ser alinhado para fazer uma conexão segura, permitindo que se concentre mais no bebê
- Compatíveis com os padrões de dimensionamento de braçadeiras PNI AAMI e AHA para dimensionamento rápido e correto
- Uma gama completa de adaptadores e conectores são compatíveis com monitores automáticos e uma variedade de equipamentos manuais, incluindo manômetros de parede, permitindo um sistema de conexão universal em toda a unidade.

### Pacotes sortidos de braçadeiras disponíveis

- Para usuários de braçadeiras de baixo volume, vários tipos de pacotes sortidos estão disponíveis para facilitar a compra e otimizar o gerenciamento de estoque

### Conectores Neo-Snap



Neonatal			GE Healthcare				Não é GE Healthcare			
										
			Conector Luer de 2 tubos		Conector Neo-Snap de 2 tubo		Conector Luer de 1 tubo		Conector Neo-Snap de 1 tubo	
Tamanho	Cor	Circunferência do membro	SOFT-CUF	CLASSIC-CUF	SOFT-CUF	CLASSIC-CUF	SOFT-CUF	CLASSIC-CUF	SOFT-CUF	CLASSIC-CUF
1	Laranja	3-6 cm	2521	2638	SFT-N1-2B	CLA-N1-2B	2121	2138	SFT-N1-1B	CLA-N1-1B
2	Azul claro	4-8 cm	2422	2633	SFT-N2-2B	CLA-N2-2B	2122	2133	SFT-N2-1B	CLA-N2-1B
3	Verde	6-11 cm	2523	2628	SFT-N3-2B	CLA-N3-2B	2124	2128	SFT-N3-1B	CLA-N3-1B
4	Azul marinho	7-13 cm	2524	2623	SFT-N4-2B	CLA-N4-2B	2125	2123	SFT-N4-1B	CLA-N4-1B
5	Rosa	8-15 cm	2525	2619	SFT-N5-2B	CLA-N5-2B	2126	2119	SFT-N5-1B	CLA-N5-1B

Nota: 20 braçadeiras/caixa

Pacote sortido neonatal	Tipo de braçadeira	Número da peça	Descrição
Conector Luer de 2 tubos	SOFT-CUF	2694	2 Neo #1, 3 Neo #2, 5 Neo #3, 5 Neo #4, 5 Neo #5 (20 braçadeiras/caixa)
	CLASSIC-CUF	2693	2 Neo #1, 3 Neo #2, 5 Neo #3, 5 Neo #4, 5 Neo #5 (20 braçadeiras/caixa)
Conector Neo-Snap de 2 tubos	SOFT-CUF	2059305-002	2 Neo #1, 3 Neo #2, 5 Neo #3, 5 Neo #4, 5 Neo #5 (20 braçadeiras/caixa)
	CLASSIC-CUF	2059306-002	2 Neo #1, 3 Neo #2, 5 Neo #3, 5 Neo #4, 5 Neo #5 (20 braçadeiras/caixa)
Conector Luer de 1 tubo	SOFT-CUF	2696	2 Neo #1, 3 Neo #2, 5 Neo #3, 5 Neo #4, 5 Neo #5 (20 braçadeiras/caixa)
	CLASSIC-CUF	2680	2 Neo #1, 3 Neo #2, 5 Neo #3, 5 Neo #4, 5 Neo #5 (20 braçadeiras/caixa)
Conector Neo-Snap de 1 tubo	SOFT-CUF	2059305-001	2 Neo #1, 3 Neo #2, 5 Neo #3, 5 Neo #4, 5 Neo #5 (20 braçadeiras/caixa)
	CLASSIC-CUF	2059306-001	2 Neo #1, 3 Neo #2, 5 Neo #3, 5 Neo #4, 5 Neo #5 (20 braçadeiras/caixa)

### GE imagination at work

O produto pode não estar disponível em todos os países e regiões. Entre em contato com um Representante da GE Healthcare para obter mais informações.

Dados sujeitos a alterações.

Os produtos/tecnologias mencionados neste material estão sujeitos à regulamentação do governo. Seu embarque e efetiva comercialização só poderão ocorrer após a aprovação do regulador.

Os produtos/tecnologias podem estar com nome fantasia distinto do aprovado, sua comercialização ocorrerá sob o nome registrado

© 2021 General Electric Company.

GE, o monograma da GE, Imagination at work, CLASSIC-CUF, SOFT-CUF e Neo-Snap são marcas comerciais da General Electric Company.

A reprodução sob qualquer forma é proibida sem autorização prévia por escrito da GE. Nada neste material deve ser utilizado para diagnosticar ou tratar uma doença ou condição. Os leitores devem consultar um profissional de saúde.

J800555BR

