

Uso único  
por paciente

Reutilização  
limitada

Reutilizável  
pelo hospital

Reutilizável no  
cuidado geral

# CRITIKON SOFT-CUF

## Braçadeiras de Medição de Pressão Arterial

Nossa braçadeira de medição mais popular, a CRITIKON™ SOFT-CUF™ é projetada com material delicado e absorvente com cantos arredondados para maximizar o conforto do paciente durante estadias prolongadas no hospital. Essas braçadeiras são ideais para pacientes em períodos longos de internação ou para protocolos em que a braçadeira permanece com o paciente durante todo o período no hospital. Ela pode ser limpa e reutilizada em vários pacientes, mas tem um preço econômico para que possa ser descartada após o uso único por paciente, ajudando a prevenir infecções a preços acessíveis.



### Projetada para precisão, segurança e conforto do paciente

- Reutilização limitada, mas econômica o suficiente para ser utilizada com um único paciente durante toda a internação para ajudar no controle de infecções
- Material delicado e absorvente sem a presença de DEHP ou látex de borracha natural para ajudar a melhorar a segurança do paciente
- Projetada com cantos arredondados para o conforto do paciente
- Projetada e clinicamente validada para performance precisa para ajudá-lo a tomar decisões bem documentadas
- O conector DINACLICK™ atende aos padrões internacionais e evita conexões incorretas nos acessórios luer
- Uma gama completa de tamanhos de braçadeiras está disponível, que abrange pacientes neonatos, pediátricos, adultos e uso nas coxas, garantindo que a medição que você recebe seja do tamanho adequado

### Projetada para melhorar o fluxo de trabalho

- O conector DINACLICK rápido e fácil de usar permite que os enfermeiros conectem a braçadeira ao monitor mais rapidamente do que conectores de tubo duplo
- Compatível com os padrões de dimensionamento de braçadeiras PNI AAMI e AHA para dimensionamento rápido e correto
- Uma gama completa de adaptadores e conectores e uma variedade de equipamentos manuais, incluindo manômetros de parede e medidores manuais, permitindo um sistema de conexão universal em toda a unidade









### Pacotes sortidos de braçadeiras disponíveis

- Para usuários de braçadeiras de baixo volume, três tipos de pacotes sortidos estão disponíveis para facilitar a compra e otimizar o gerenciamento de estoque



### Conectores Neo-Snap



SOFT-CUF			GE Healthcare				Não é GE Healthcare			
										
Tamanho	Cor	Circunferência	Conector rosca de 2 tubos	Conector DINACLICK de 2 tubos	Conector Submin de 2 tubos	Conector Submin encaixado de 2 tubos	Conector de 1 tubo de rosca	Conector baioneta de 1 tubo	Conector Submin de 1 tubo	Sistema de inflação
Neonato	Laranja	8-13 cm	2500	SFT-P1-2A	2401	2450 <sup>1</sup>	002331	2360	2320	
Criança	Verde	12-19 cm	2501	SFT-P2-2A <sup>2</sup>	2402	2451	002332	2361	2321	002584
Criança Longo	Verde	12-19 cm	2506	SFT-P2-2A-L	2400					
Adulto Pequeno	Azul claro	17-25 cm	2502 <sup>2</sup>	SFT-A1-2A2	2403 <sup>2</sup>	2452	002333	2362 <sup>2</sup>	2322	002583
Adulto Pequeno Longo	Azul claro	17-25 cm	2507	SFT-A1-2A-L	2407		002334			
Adulto	Azul marinho	23-33 cm	2503 <sup>2</sup>	SFT-A2-2A <sup>2</sup>	2404 <sup>2</sup>	2453	002335	2363 <sup>2</sup>	2323	002580
Adulto Longo	Azul marinho	23-33 cm	2604 <sup>2</sup>	SFT-A2-2A-L <sup>2</sup>	2116 <sup>2</sup>	2454	002336	2140 <sup>2</sup>		002582
Adulto Grande	Rosa	31-40 cm	2504 <sup>2</sup>	SFT-A3-2A <sup>2</sup>	2405 <sup>2</sup>	2455	002337	2364 <sup>2</sup>	2324	002581
Adulto Grande Longo	Rosa	31-40 cm	2644	SFT-A3-2A-L	2117	2456	002338	2141		002585
Coxa	Marrom	38-50 cm	2505	SFT-T1-2A	2406	2457	002339	2365	2325	

1. Braçadeira PA Neonato para monitores Datex-Ohmeda\* tem conector slip luer macho

2. Possui um número respectivo de peça com o sufixo "-INT", indicando que as Instruções de uso (IFU) estão disponíveis em vários idiomas.

Nota: 20 braçadeiras/caixa

Pacote sortido SOFT-CUF	Número da peça	Descrição
Conectores rosca de 2 tubos	002695	1 Neonato, 1 Criança, 2 Adulto Pequeno, 2 Adulto, 1 Adulto Longo, 2 Adulto Grande, 1 Coxa (10 braçadeiras/caixa)
Conectores Submin de 2 tubos	2056304-002	5 Adulto Pequeno, 10 Adulto, 5 Adulto Grande (20 braçadeiras/caixa)
	2298	1 Neonato, 1 Criança, 2 Adulto Pequeno, 2 Adulto, 1 Adulto Longo, 2 Adulto Grande, 1 Coxa (10 braçadeiras/caixa)
Conectores DINACLICK de 2 tubos	2059303-001	5 Adulto Pequeno, 10 Adulto, 5 Adulto Grande (20 braçadeiras/caixa)
	2059303-002	6 Neonato, 10 Criança, 4 Adulto Pequeno (20 braçadeiras/caixa)
	2059303-003	3 Adulto Pequeno, 7 Adulto, 3 Adulto Longo, 3 Adulto Grande, 4 RADIAL-CUF (antebraço) (20 braçadeiras/caixa)
	2059303-004	2 Recém-nascido, 2 Criança, 2 Adulto Pequeno, 6 Adulto, 2 Adulto Longo, 2 Adulto Grande, 2 RADIAL-CUF (antebraço), 2 Coxa (20 braçadeiras/caixa)

Para saber mais sobre as soluções detalhadas da braçadeira da GE Healthcare, visite o site [gehealthcare.com.br](http://gehealthcare.com.br)



O produto pode não estar disponível em todos os países e regiões. Entre em contato com um Representante da GE Healthcare para obter mais informações.

Dados sujeitos a alterações.

Os produtos/tecnologias mencionados neste material estão sujeitos à regulamentação do governo. Seu embarque e efetiva comercialização só poderão ocorrer após a aprovação do regulador.

Os produtos/tecnologias podem estar com nome fantasia distinto do aprovado, sua comercialização ocorrerá sob o nome registrado

© 2021 General Electric Company.

GE, o monograma da GE, Imagination at work, CRITIKON, SOFT-CUF e DINALICK são marcas comerciais da General Electric Company.

A reprodução sob qualquer forma é proibida sem autorização prévia por escrito da GE. Nada neste material deve ser utilizado para diagnosticar ou tratar uma doença ou condição. Os leitores devem consultar um profissional de saúde.

JB00554BR